

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAJC2/MPP11



Numéro de catalogue: 11971-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
11971-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG2594

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC056682

Identification du gène (NCBI):  
27000

Nom complet:  
DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 2

MW calculé:  
72 kDa

MW observés:  
66-75 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:2000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB  
IHC 1:50-1:500  
IF 1:10-1:100

## Applications

Applications testées:  
IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules PC-3, tissu hépatique de souris

IP : tissu hépatique de souris,

IHC : tissu de cancer du foie humain,

IF : cellules HepG2,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Guiyou Tian	34010456	EMBO J	WB
Mohamed Alalem	36077724	Cancers (Basel)	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11971-1-AP (DNAJC2/MPP11 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using DNAJC2 antibody 11971-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



IP Result of anti-DNAJC2/MPP11 (IP:11971-1-AP, 4ug; Detection:11971-1-AP 1:1000) with mouse liver tissue lysate 6000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 11971-1-AP (DNAJC2/MPP11 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 11971-1-AP (DNAJC2/MPP11 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).