

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RANTES



Numéro de catalogue: 12000-1-AP

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12000-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2617

Numéro d'acquisition GenBank:
BC008600

Identification du gène (NCBI):
6352

Nom complet:
chemokine (C-C motif) ligand 5

MW calculé
91 aa, 10 kDa

MW observés:
8 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
IF, IHC, Neutralization, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : plaquettes de sang périphérique humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Gaili An	31578575	Oncol Rep	Neutralization
Fei Zhou	36652763	Adv Healthc Mater	WB
Jinhong Lu	37099695	Stem Cells	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human peripheral blood platelets were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12000-1-AP (RANTES antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.