

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TIMD4



Numéro de catalogue: 12008-1-AP

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 12008-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC008988	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 91937	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500 IF 1:200-1:800
Hôte: Lapin	Nom complet: T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4	
Isotype: IgG	MW calculé 378 aa, 42 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2621		

Applications

Applications testées: IF, IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu d'amygdalite humain, IF : tissu d'amygdalite humain,
Demandes citées: IF, IHC	
Spécificité de l'espèce: Humain	
Espèces citées: Humain, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xi-Xi Ni	36165186	Liver Int	IF
Zifeng Li	33816243	Front Oncol	IHC
Xiuying Liang	34944635	Biomedicines	IHC

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 12008-1-AP (TIMD4 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0)).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 12008-1-AP (TIMD4 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0)).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using TIMD4 antibody (12008-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using TIMD4 antibody (12008-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).