

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Exo70



Numéro de catalogue: 12014-1-AP

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12014-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2628

Numéro d'acquisition GenBank:
BC011045

Identification du gène (NCBI):
23265

Nom complet:
exocyst complex component 7

MW calculé
735 aa, 83 kDa

MW observés:
74 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB
IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:
CoIP, IF, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain, cellules HEK-293, tissu cérébral de souris

IP : tissu cérébral de souris,

IHC : tissu de gliome humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Matías Lira	30374940	Mol Neurobiol	IF
I M Gonzalez	24856041	Placenta	WB,IF
Anish Vaibhav Sharda	32614949	Blood	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12014-1-AP (Exo70 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas using 12014-1-AP (Exo70 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP Result of anti-Exo70 (IP:12014-1-AP, 3ug; Detection:12014-1-AP 1:600) with mouse brain tissue lysate 2640ug.