

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-XAGE1A



Numéro de catalogue: 12061-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

12061-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 147 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2696

Numéro d'acquisition GenBank:

BC009538

Identification du gène (NCBI):

653219

Nom complet:

X antigen family, member 1A

MW calculé

160 aa, 18 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

XAGE1A, also named as XAGE1 and GAGED2, is a cancer testis antigen with an expression pattern that is limited to germ cells of the testis and a variety of neoplastic tissues. XAGE1A is translated as two proteins, a 9 kD protein, termed p9, and a 16.3 kD protein, termed p16. It may be useful as a target for many cancer immunotherapies.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

