

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HYLS1



Numéro de catalogue: 12141-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

12141-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 180 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2789

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015047

Identification du gène (NCBI):

219844

Nom complet:

hydrolethalus syndrome 1

MW calculé

34 aa, 4 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

HYLS1, also named as HLS, is widely expressed in fetal tissue. Mutation of HYLS1 will cause the hydrolethalus syndrome (HLS) which is an autosomal recessive lethal malformation syndrome characterized by multiple developmental defects of fetus.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

