

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-EZH2



Numéro de catalogue: 12151-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
12151-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 280 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG2799

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC010858

Identification du gène (NCBI):  
2146

Nom complet:  
enhancer of zeste homolog 2  
(Drosophila)

MW calculé  
751 aa, 86 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
souris

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice   | Pubmed ID | Journal     | Application |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Tao Zhang | 37633478  | Cell Signal | WB          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

