

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MLC1



Numéro de catalogue: 12183-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12183-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2829

Numéro d'acquisition GenBank:

BC010518

Identification du gène (NCBI):

23209

Nom complet:

megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts 1

MW calculé

65 aa, 7 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

IF, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

singe

Informations générales

MLC1, also named as KIAA0027 and WKL1, is a membrane protein which causes Megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts. MCL1 regulates the response of astrocytes to hypo-osmosis by promoting calcium influx.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wei Liu	37621182	J Med Virol	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of BxPC-3 cells using 12183-1-AP (MLC1 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).