

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NDRG4



Numéro de catalogue: 12184-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12184-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG3029

Numéro d'acquisition GenBank:
BC011795

Identification du gène (NCBI):
65009

Nom complet:
NDRG family member 4

MW calculé
339 aa, 37 kDa

MW observés:
37 kDa, 38 kDa and 41 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000
IHC 1:50-1:500
IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:
IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Espèces citées:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain, tissu rénal de souris

IHC : tissu de médulloblastome humain, tissu de côlon humain, tissu de gliome humain

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ting Tang	34115542	DNA Cell Biol	WB
Hao-Hong Shi	33298240	BMB Rep	WB
Brian P Hermann	30404016	Cell Rep	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12184-1-AP (NDRG4 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using NDRG4 antibody 12184-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human medulloblastoma tissue slide using 12184-1-AP (NDRG4 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human medulloblastoma tissue slide using 12184-1-AP (NDRG4 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).