

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FGD2



Numéro de catalogue: 12187-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12187-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 227 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2856

Numéro d'acquisition GenBank:

BC023645

Identification du gène (NCBI):

221472

Nom complet:

FYVE, RhoGEF and PH domain containing 2

MW calculé

655 aa, 75 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wu Hsin-Yi HY	20572634	J Proteome Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 12187-1-AP (FGD2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 12187-1-AP (FGD2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).