

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UCN2



Numéro de catalogue: 12198-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 12198-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC022096	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 90226	Dilutions recommandées: IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: urocortin 2	
Isotype: IgG	MW calculé 12 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2836		

Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu placentaire humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

UCN2, also named as SRP and URP, a member of the CRF family. It is mainly expressed in skin and muscle.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 12198-1-AP (UCN2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 12198-1-AP (UCN2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).