

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TBPL1



Numéro de catalogue: 12258-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12258-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2880

Numéro d'acquisition GenBank:
BC017559

Identification du gène (NCBI):
9519

Nom complet:
TBP-like 1

MW calculé
186 aa, 21 kDa

MW observés:
21 kDa, 25 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:
IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IF, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

IP : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaohua Xie	36435270	Pharmacol Res	WB
Hui Qin	35122989	Cell Signal	WB
Peng Dai	31835033	Cell	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12258-1-AP (TBPL1 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP result of anti-TBPL1 (IP:12258-1-AP, 4ug; Detection:12258-1-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 3920 ug.