

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SEMA4A



Numéro de catalogue: 12288-2-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12288-2-AP

Taille:
150ul , Concentration: 133 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2981

Numéro d'acquisition GenBank:
BC020974

Identification du gène (NCBI):
64218

Nom complet:
sema domain, immunoglobulin
domain (Ig), transmembrane domain
(TM) and short cytoplasmic domain,
(semaphorin) 4A

MW calculé
761 aa, 84 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hyun Ju Lee	29129916	Nat Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

