

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSPAN6



Numéro de catalogue: 12293-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
12293-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 450 µg/ml by
Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2964

Numéro d'acquisition GenBank:
BC012389

Identification du gène (NCBI):
7105

Nom complet:
tetraspanin 6

MW calculé
245 aa, 28 kDa

MW observés:
25-30 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu de côlon de souris, tissu de côlon de rat

Informations générales

TSPAN6 (also known as TM4SF6) is a membrane protein of the tetraspanin superfamily, which are characterized by the presence of four conserved transmembrane regions. Tetraspanins have been involved in diverse processes such as cell activation and proliferation, adhesion and motility, differentiation, and cancer. TSPAN6 gene is widely expressed, with high mRNA levels in liver, pancreas, kidney, and ovary (PMID: 9782095). TSPAN6 has been reported as a negative regulator of the RLR pathway by interacting with MAVS in a ubiquitination-dependent manner (PMID: 22908223).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse colon tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12293-1-AP (TSPAN6 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.