

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Neurotrophin 4



Numéro de catalogue: 12297-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12297-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 133 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2938

Numéro d'acquisition GenBank:
BC012421

Identification du gène (NCBI):
4909

Nom complet:
neurotrophin 4

MW calculé
210 aa, 22 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:
IF, ELISA

Demandes citées:
CoIP, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

IF : cellules PC-3, cellules SH-SY5Y

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhou Yang	31190895	Onco Targets Ther	WB
Zhou Yang	32236587	Int J Oncol	WB,IHC,IF,CoIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of PC-3 cells using 12297-1-AP (Neurotrophin 4 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).