

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TBCA



Numéro de catalogue: 12304-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12304-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 273 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG2950

Numéro d'acquisition GenBank:
BC018210

Identification du gène (NCBI):
6902

Nom complet:
tubulin folding cofactor A

MW calculé
108 aa, 13 kDa

MW observés:
13 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:300-1:1500
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:150-1:600 for WB
IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain, cellules HeLa

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu de cancer de la prostate humain,

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Hongxia Yuan | 35620457 | Front Genet | WB |
| Zhang Peng P | 23740643 | Int J Cancer | WB, IHC |
| Lukas Juergens | 32712744 | Histochem Cell Biol | IF |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12304-1-AP (TBCA antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer using 12304-1-AP (TBCA antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP result of anti-TBCA (IP:12304-1-AP, 4ug; Detection:12304-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2920 ug.