

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAJC12



Numéro de catalogue: 12338-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 12338-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC017018	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 56521	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 12	
Isotype: IgG	MW calculé: 198 aa, 23 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG2989	MW observés: 28 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Demandes citées:
IF, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules BxPC-3, cellules HEK-293
IHC : tissu de cancer de l'estomac humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yasuo Uno	30617870	Ann Surg Oncol	WB
Mianjie Lin	33718139	Front Oncol	WB
Choi Jin J	24122553	Cell Stress Chaperones	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12338-1-AP (DNAJC12 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



BxPC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12338-1-AP (DNAJC12 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 12338-1-AP (DNAJC12 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 12338-1-AP (DNAJC12 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).