

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-Calpain 5



Numéro de catalogue: 12373-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
12373-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 133 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG3064

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC018123

Identification du gène (NCBI):  
726

Nom complet:  
calpain 5

MW calculé  
640 aa, 73 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
souris

## Informations générales

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kellie A Schaefer	27152965	Invest Ophthalmol Vis Sci	WB
Tanya Dilan	31884661	Adv Exp Med Biol	

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

