

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-OSBPL3



Numéro de catalogue: 12417-1-AP

3 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

12417-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3044

Numéro d'acquisition GenBank:

BC017731

Identification du gène (NCBI):

26031

Nom complet:

oxysterol binding protein-like 3

MW calculé

887 aa, 101 kDa

MW observés:

95-110 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : cellules HCT 116, cellules HeLa, cellules K-562

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yu Zhang	34308980	Biosci Rep	IHC
Yu Zhang	34259324	Biosci Rep	IHC
Kunpeng Tian	36918840	BMC Cancer	IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12417-1-AP (OSBPL3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 12417-1-AP (OSBPL3 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 12417-1-AP (OSBPL3 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).