

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-SOCS6



Numéro de catalogue: 12425-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
12425-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 153 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG3096

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC020082

Identification du gène (NCBI):  
9306

Nom complet:  
suppressor of cytokine signaling 6

MW calculé  
60 kDa

MW observés:  
60 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Espèces citées:  
Humain

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice      | Pubmed ID | Journal         | Application |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|
| Liang Chen   | 27510094  | Oncol Rep       |             |
| Guoqing Wang | 36623431  | Neurotoxicology | WB          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

