

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SHC3



Numéro de catalogue: 12436-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12436-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3115

Numéro d'acquisition GenBank:

BC026314

Identification du gène (NCBI):

53358

Nom complet:

SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 3

MW calculé

594 aa, 64 kDa

MW observés:

50-52 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules BxPC-3,

IP : cellules BxPC-3,

IHC : tissu pancréatique de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Mark Sevecka	21296872	Mol Cell Proteomics	WB
Xiang Xu Kong	37483310	J Hepatocell Carcinoma	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




BxPC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12436-1-AP (SHC3 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse pancreas tissue slide using 12436-1-AP (SHC3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse pancreas tissue slide using 12436-1-AP (SHC3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-SHC3 (IP:12436-1-AP, 4ug; Detection:12436-1-AP 1:300) with BxPC-3 cells lysate 2800ug.