

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ARHGAP17



Numéro de catalogue: 12437-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	12437-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC001241	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul , Concentration: 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	55114		
Hôte:	Lapin	Nom complet:	Rho GTPase activating protein 17		
Isotype:	IgG	MW calculé	95 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG2998				

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

