

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-HS2ST1



Numéro de catalogue: 12453-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue: 12453-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC025990	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 9653	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2400 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: heparan sulfate 2-O-sulfotransferase	
Isotype: IgG	MW calculé: 229 aa, 27 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG3111	MW observés: 27 kDa	

## Applications

### Applications testées:

IHC, WB, ELISA

### Demandes citées:

IHC

### Spécificité de l'espèce:

Humain

### Espèces citées:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

### Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique humain, cellules PC-3, tissu cardiaque humain, tissu cérébral humain

IHC : tissu de lymphome humain,

## Informations générales

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Guozhi Yang	36086752	Medicine (Baltimore)	IHC

## Stockage

### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12453-1-AP (HS2ST1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma using 12453-1-AP (HS2ST1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).