

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MAP17 / PDZK1IP1



Numéro de catalogue: 12518-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

12518-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 280 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3206

Numéro d'acquisition GenBank:

BC012303

Identification du gène (NCBI):

10158

Nom complet:

PDZK1 interacting protein 1

MW calculé

114 aa, 12 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

IHC : tissu rénal humain,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

PDZK1-interacting protein 1 (PDZK1IP1), also known as MAP17, is a membrane-associated protein. MAP17 / PDZK1IP1 is overexpressed in a variety of human carcinomas, and overexpression of MAP17 / PDZK1IP1 protein is strongly correlated with the progression of prostate and ovarian carcinomas (PMID: 17426052). MAP17 / PDZK1IP1 has been proven to be an oncogene for tumorigenesis and development of papillary thyroid cancer (PTC) (PMID: 36057192; PMID: 35727731).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 12518-1-AP (MAP17 / PDZK1/P1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 12518-1-AP (MAP17 / PDZK1/P1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).