

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ILT3



Numéro de catalogue: 12524-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12524-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3219

Numéro d'acquisition GenBank:

BC026309

Identification du gène (NCBI):

11006

Nom complet:

leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), member 4

MW calculé

448 aa, 49 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Heng Zhou	32280997	J Mol Med (Berl)	WB,IF,CoIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

