

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SSBP2



Numéro de catalogue: 12528-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 12528-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC017020	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 227 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 23635	
Hôte: Lapin	Nom complet: single-stranded DNA binding protein 2	
Isotype: IgG	MW calculé 361 aa, 38 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG3223	MW observés: 40 kDa	

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

