

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PPIL4



Numéro de catalogue: 12538-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12538-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3249

Numéro d'acquisition GenBank:

BC016984

Identification du gène (NCBI):

85313

Nom complet:

peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 4

MW calculé

492 aa, 57 kDa

MW observés:

58-65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HCT 116, cellules HeLa, cellules HepG2, tissu rénal de souris

IP : cellules HeLa,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Wenbo Liu	31892848	Int J Biol Sci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azotate de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12538-1-AP (PPIL4 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-PPIL4 (IP:12538-1-AP, 4ug; Detection:12538-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2600 ug.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12538-1-AP (PPIL4 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HeLa cells using 12538-1-AP (PPIL4 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).