

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSGA10



Numéro de catalogue: 12593-1-AP

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12593-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC028366

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

80705

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

MW calculé

698 aa, 81 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

81 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG3311

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

IHC : tissu testiculaire humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yan-Wei Sha	28905369	Clin Genet	WB, IF
Yan-Wei Sha	30298696	Clin Genet	IF
Chong Yin	33240893	Front Cell Dev Biol	WB, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



rat testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12593-1-AP (TSGA10 Antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 12593-1-AP (TSGA10 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 12593-1-AP (TSGA10 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).