

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IL-5RA



Numéro de catalogue: 12655-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12655-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 500 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG3358

Numéro d'acquisition GenBank:
BC027599

Identification du gène (NCBI):
3568

Nom complet:
interleukin 5 receptor, alpha

MW calculé
48 kDa, 38 kDa

MW observés:
70-75 kDa, 43 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB : plaquettes de sang périphérique humain, cellules
Jurkat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Delphine Giusti	31019514	Front Immunol	
Sébastien Conus	20542323	J Allergy Clin Immunol	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human peripheral blood platelets were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12655-1-AP (IL-5RA antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.