

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-AGFG1



Numéro de catalogue: 12670-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

12670-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3352

Numéro d'acquisition GenBank:

BC030592

Identification du gène (NCBI):

3267

Nom complet:

ArfGAP with FG repeats 1

MW calculé

562 aa, 58 kDa

MW observés:

58 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

## Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules HT-1080, cellules Jurkat, cellules K-562

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu de cancer du sein humain,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yoshinori Kanemori	27303034	Proc Natl Acad Sci U S A	
Peng Dai	31835033	Cell	WB,IF

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12670-1-AP (AGFG1 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 12670-1-AP (AGFG1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



IP Result of anti-AGFG1 (IP:12670-1-AP, 4ug; Detection:12670-1-AP 1:400) with mouse testis tissue lysate 4000ug.