

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CNTN4



Numéro de catalogue: 12777-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
12777-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 200 µg/ml by
Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG3476

Numéro d'acquisition GenBank:
BC026119

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:
contactin 4

MW calculé
1026 aa, 113 kDa

MW observés:
113 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12777-1-AP (CNTN4 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.