

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRAF6



Numéro de catalogue: 12809-1-AP

Phare

15 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
12809-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 133 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG3555

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC031052

Identification du gène (NCBI):  
7189

Nom complet:  
TNF receptor-associated factor 6

MW calculé  
522 aa, 60 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
IF, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Espèces citées:  
Humain, rat, souris

## Informations générales

TRAF6 is a member of the TNF receptor associated factor (TRAF) protein family. TRAF6 is recognized as a signal transducer, which activates the NF-κB pathway in response to pro-inflammatory cytokines. TRAF6 has E3 ligase activity and is responsible for inducing Lys-63 (K63)-linked poly-ubiquitination chains, functioning together with E2 Ubc13/Uev1A complex to mediate IKK activation. TRAF6 plays a crucial role in the regulation of the innate and adaptive immune responses.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Tianyu Han	30231667	Autophagy	WB
Hong Xiang	29163548	Front Immunol	WB
Zhongjia Jiang	28553017	Mediators Inflamm	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

