

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PAPOLB



Numéro de catalogue: 12821-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

12821-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 220 µg/ml by Nanodrop and 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3487

Numéro d'acquisition GenBank:

BC036653

Identification du gène (NCBI):

56903

Nom complet:

poly(A) polymerase beta (testis specific)

MW calculé

71 kDa

MW observés:

71 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules HeLa, tissu cérébral humain, tissu d'estomac humain, tissu ovarien de souris, tissu placentaire humain, tissu rénal humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12821-1-AP (PAPOLB antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.