

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-MAPK6



Numéro de catalogue: 12839-1-AP

Phare

3 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
12839-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 400 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG3577

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC035492

Identification du gène (NCBI):  
5597

Nom complet:  
mitogen-activated protein kinase 6

MW calculé  
83 kDa

MW observés:  
100-105 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:1000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Demandes citées:  
IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
Humain, rat

Contrôles positifs:

WB: cellules A431,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Guanqun Huang	29764463	J Exp Clin Cancer Res	WB, IHC, IF
Chuanxian Hu	29456679	Exp Ther Med	WB
Juanjuan Tan	28429763	Sci Rep	WB, IF

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12839-1-AP (MAPK6 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.