

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-LGTN



Numéro de catalogue: 12840-1-AP

Phare

15 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
12840-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 750 µg/ml by  
Nanodrop;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG3579

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC001585

Identification du gène (NCBI):  
1939

Nom complet:  
ligatin

MW calculé  
584 aa, 65 kDa

MW observés:  
70 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:1000-1:6000  
IF 1:10-1:100

## Applications

Applications testées:  
IF, WB, ELISA

Demandes citées:  
IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules PC-3

IF : cellules HepG2,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yoshifumi Sonobe	34654821	Nat Commun	WB
Hagai Marmor-Kollet	33217318	Mol Cell	IF
Shelley R Starck	22745432	Science	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12840-1-AP (LGTN antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using LGTN antibody 12840-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).