

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SECTM1



Numéro de catalogue: 12865-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 12865-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC017716	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 6398	
Hôte: Lapin	Nom complet: secreted and transmembrane 1	
Isotype: IgG	MW calculé 248 aa, 27 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG3190		

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

SECTM1, also named as protein K12, is identified by its location just upstream of the CD7 locus. It's a novel molecule with potential importance in hematopoietic and/or immune system processes. The calculated MW of SECTM1 is 27 kDa. It can be cleaved into a 20 kDa soluble form.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

