

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GABRG1



Numéro de catalogue: 12871-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 12871-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC031087	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 373 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 2565	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 1	
Isotype: IgG	MW calculé 465 aa, 54 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG3535	MW observés: 54 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu oculaire de souris, IHC : tissu de gliome humain,
Demandes citées: WB	
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	
Espèces citées: souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jingjing Shao	32052003	Food Funct	WB

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse eye tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12871-1-AP (GABRG1 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas using 12871-1-AP (GABRG1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).