

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPN1



Numéro de catalogue: 12894-1-AP

8 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12894-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG3576

Numéro d'acquisition GenBank:
BC010839

Identification du gène (NCBI):
6184

Nom complet:
ribophorin I

MW calculé
69 kDa

MW observés:
66-69 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000
IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, levure, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules K-562

IHC : tissu pulmonaire de souris, tissu hépatique de rat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Cecilia Lopez-Sambrooks	27694802	Nat Chem Biol	WB
Soyeon Park	23644457	Nature	WB
Mark Sicking	35064074	Life Sci Alliance	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12894-1-AP (RPN1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse lung tissue slide using 12894-1-AP (RPN1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse lung tissue slide using 12894-1-AP (RPN1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).