

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AOAH



Numéro de catalogue: 12911-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 12911-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC025698	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 313	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: acyloxyacyl hydrolase (neutrophil)	
Isotype: IgG	MW calculé: 65 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG3892	MW observés: 65 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu de côlon de souris, tissu splénique de souris

IHC : tissu de côlon humain, tissu pancréatique humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yong-Hyun Han	34437091	Science	WB, IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse colon tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12911-1-AP (AOAH Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 12911-1-AP (AOAH Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 12911-1-AP (AOAH Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).