

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TEKT3



Numéro de catalogue: 12959-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
12959-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 500 µg/ml by
Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG4080

Numéro d'acquisition GenBank:
BC031688

Identification du gène (NCBI):
64518

Nom complet:
tektin 3

MW calculé
490 aa, 57 kDa

MW observés:
55 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000
for WB
IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer
l'antigène avec un tampon de TE buffer pH
9.0; (*) À défaut, le démasquage de
l'antigène peut être effectué avec un
tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,
IP : tissu testiculaire de souris,
IHC : tissu testiculaire humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




IP result of anti-TEKT3 (IP:12959-1-AP, 4 μ g; Detection:12959-1-AP 1:1000) with mouse testis tissue lysate 3920 μ g.



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12959-1-AP (TEKT3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 12959-1-AP (TEKT3 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 12959-1-AP (TEKT3 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).