

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BNIP3L



Numéro de catalogue: 12986-1-AP

Phare

15 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
12986-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG3624

Numéro d'acquisition GenBank:
BC001559

Identification du gène (NCBI):
665

Nom complet:
BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3-like

MW calculé

24 kDa

MW observés:

70 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, poisson-zèbre, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules Jurkat, cellules Raji, tissu rénal de rat, tissu rénal de souris

Informations générales

BNIP3L, also named as BNIP3A, BNIP3H, NIX and NIP3L. Bnip3L is one of the BH3-containing pro-apoptotic proteins and that it targets the mitochondria when inducing apoptosis. It may function as a tumor suppressor. BNIP3L has Dimer form with MW ~70 kDa.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chunle Zhao	31551778	Front Pharmacol	WB
Hongyu Li	30160596	Autophagy	WB
Xiaoqing Lv	35372370	Front Cell Dev Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12986-1-AP (BNIP3L antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12986-1-AP (BNIP3L antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.