

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RRAGB



Numéro de catalogue: 13023-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13023-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 280 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4116

Numéro d'acquisition GenBank:

BC034726

Identification du gène (NCBI):

10325

Nom complet:

Ras-related GTP binding B

MW calculé

346 aa, 40 kDa

MW observés:

40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, RIP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire humain, tissu cérébral humain

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu cérébral humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shohei Ikeda	33373332	J Clin Invest	WB, IF
Xiaomin Li	35739524	Mol Cancer	WB, IHC, RIP
Qinggang Li	37517217	Biochem Biophys Res Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13023-1-AP (RRAGB antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-RRAGB (IP:13023-1-AP, 4ug; Detection:13023-1-AP 1:500) with mouse testis tissue lysate 4000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 13023-1-AP (RRAGB Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).