

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SNX22



Numéro de catalogue: 13062-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

13062-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 307 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3751

Numéro d'acquisition GenBank:

BC019655

Identification du gène (NCBI):

79856

Nom complet:

sorting nexin 22

MW calculé

193 aa, 22 kDa

MW observés:

28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

IP : tissu hépatique de souris,

Informations générales

Sorting nexins (SNXs) are a large group of proteins that contain Phox (PX) domain and involve in regulating endocytosis and endosome sorting. SNX22 (sorting nexin 22) is a 193 amino acid protein that contains one phox domain and belongs to the SNX family.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-SNX22 (IP:13062-1-AP, 4ug;
Detection:13062-1-AP 1:300) with mouse liver
tissue lysate 6400ug.