

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCK



Numéro de catalogue: 13074-2-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13074-2-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3725

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008283

Identification du gène (NCBI):

885

Nom complet:

cholecystokinin

MW calculé

115 aa, 13 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

Cell treatment

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

IHC : tissu pancréatique humain, tissu d'estomac humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Cholecystokinin (CCK) is a classic gut hormone. CCK is also a complex system of peptides expressed in several molecular forms in enteroendocrine I cells, in cerebral and peripheral neurons, in cardiac myocytes and spermatozoa. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate multiple protein products, including the peptide hormones cholecystokinin-8, -12, -33, and others. The encoded peptides have been shown to regulate gastric acid secretion and food intake.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ya Min Luo	31794788	J Ethnopharmacol	
Wei Liu	35330288	J Fungi (Basel)	Cell treatment

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 13074-2-AP (CCK Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 13074-2-AP (CCK Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).