

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAJB9



Numéro de catalogue: 13157-1-AP

Phare

7 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

13157-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3789

Numéro d'acquisition GenBank:

BC028912

Identification du gène (NCBI):

4189

Nom complet:

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 9

MW calculé

223 aa, 26 kDa

MW observés:

26-30 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu rénal de souris, tissu testiculaire de souris

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu de cancer du sein humain, tissu de cancer de la prostate humaine

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice          | Pubmed ID | Journal          | Application |
|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Hye-Youn Kim     | 33966034  | Cell Death Dis   | WB,IHC      |
| Yongwang Zhong   | 35333353  | Hum Mol Genet    | WB          |
| Tomohiko Asakawa | 32274231  | Case Rep Nephrol | IHC         |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Mouse kidney lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13157-1-AP (DNAJB9 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 13157-1-AP (DNAJB9 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 13157-1-AP (DNAJB9 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-DNAJB9 (IP:13157-1-AP, 4ug; Detection:13157-1-AP 1:500) with mouse testis tissue lysate 4800ug.