

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RFPL1/2/3



Numéro de catalogue: 13215-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13215-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4090

Numéro d'acquisition GenBank:

BC031689

Identification du gène (NCBI):

10738

Nom complet:

ret finger protein-like 3

MW calculé

317 aa, 35 kDa

MW observés:

35-37 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules SKOV-3

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chuan Lin	29749533	Oncol Rep	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13215-1-AP (RFPL1/2/3 antibody at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.