

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RCBTB2



Numéro de catalogue: 13225-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13225-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3975

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029052

Identification du gène (NCBI):

1102

Nom complet:

regulator of chromosome condensation (RCC1) and BTB (POZ) domain containing protein 2

MW calculé

551 aa, 60 kDa

MW observés:

58-60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu de thymus de souris, tissu de thymus de rat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhang Bo B	21419150	Toxicol Appl Pharmacol	WB
Xueguang Zhang	35296684	Nat Commun	WB, IF
Mo Juan Li	33685573	Biomed Environ Sci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13225-1-AP (RCBTB2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.