

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MS4A12



Numéro de catalogue: 13293-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

13293-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 407 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG3968

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029793

Identification du gène (NCBI):

54860

Nom complet:

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 12

MW calculé

267 aa, 28 kDa

MW observés:

35 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:300-1:1000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules SH-SY5Y,

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13293-1-AP (MS4A12 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 13293-1-AP (MS4A12 Antibody) at dilution of 1:50.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 13293-1-AP (MS4A12 Antibody) at dilution of 1:50.