

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LENG8



Numéro de catalogue: 13336-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13336-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 507 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4153

Numéro d'acquisition GenBank:

BC028048

Identification du gène (NCBI):

114823

Nom complet:

leukocyte receptor cluster (LRC) member 8

MW calculé

800 aa, 88 kDa

MW observés:

86-88 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

FC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A2780, cellules Jurkat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaojuan Ye	26884854	Int J Clin Exp Pathol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



A2780 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13336-1-AP (LENG8 antibody) at dilution of 1:1200 incubated at room temperature for 1.5 hours.



1X10⁶ HEK-293 cells were stained with 0.2ug LENG8 antibody (13336-1-AP, red) and control antibody (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with 0.1% Triton X-100. Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1500.



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13336-1-AP (LENG8 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.