

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LYNX1



Numéro de catalogue: 13373-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 13373-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC032306	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 66004	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: Ly6/neurotoxin 1	
Isotype: IgG	MW calculé 131 aa, 14 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4195		

Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu de cancer de l'œsophage humain, tissu cérébral de souris, tissu œsophagien humain
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

LYNX1, also named as SLURP2, is a neuronal membrane molecule related to snake a-neurotoxins able to modulate nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). It acts in different tissues through interaction to nAChRs to balance neuronal activity.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using 13373-1-AP (LYNX1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using 13373-1-AP (LYNX1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).